

Fisher Scientific

Isotempシリーズ

2017年4月改定

●コントロールヘッド

Part No.	モデル名	使用温度範囲℃	温調精度℃	槽容量L	循環ポンプ (強弱2段切替)	ヒーター/冷却能力	電源	価格	備考
13-874-432J	4100C	室温+10~100	±0.05	-	17L(分)/310mBar 吐出のみ	1KW	100V、 50/60Hz	¥ 191,000	クランプ付属
13-874-438J	4100B							¥ 201,000	ブリッジ付属
13-874-434J	5150C	室温+10~150						¥ 209,000	クランプ付属
13-874-440J	5150B							¥ 218,000	ブリッジ付属
13-874-442J	6200B	室温+10~200	±0.025		21L(分)/750mBar 吐出・吸引	1.2KW	¥ 312,000	ブリッジ付属	

●加温恒温槽(ステンレスバス)

Part No.	モデル名	使用温度範囲℃	温調精度℃	槽容量L	循環ポンプ (強弱2段切替)	ヒーター能力	電源	価格	備考
13-874-171J	4100 H7	室温+10~100	±0.05	5.1~6.5	17L(分)/310mBar 吐出のみ	1KW	100V、 50/60Hz	¥ 304,000	
13-874-121J	5150 H7	室温+10~150	±0.05					¥ 337,000	
13-874-671J	6200 H7	室温+10~200	±0.025		21L(分)/750mBar 吐出・吸引	1.2KW		¥ 468,000	
13-874-172J	4100 H11	室温+10~100	±0.05	7.5~9.5	17L(分)/310mBar 吐出のみ	1KW		¥ 321,000	
13-874-124J	5150 H11	室温+10~150	±0.05				¥ 357,000		
13-874-672J	6200 H11	室温+10~200	±0.025		21L(分)/750mBar 吐出・吸引	1.2KW	¥ 490,000		
13-874-173J	4100 H24	室温+10~100	±0.05	15.4~19.6	17L(分)/310mBar 吐出のみ	1KW	¥ 387,000		
13-874-123J	5150 H24	室温+10~150	±0.05				¥ 422,000		
13-874-673J	6200 H24	室温+10~200	±0.025		21L(分)/750mBar 吐出・吸引	1.2KW	¥ 535,000		

●加温恒温槽(PPO、ポリプロピレン製バス)

Part No.	モデル名	使用温度範囲℃	温調精度℃	槽容量L	循環ポンプ (強弱2段切替)	ヒーター能力	電源	価格	備考
13-874-174J	4100 H5P	室温+10~100	±0.05	4.3~5.3	17L(分)/310mBar 吐出のみ	1KW	100V、 50/60Hz	¥ 258,000	
13-874-175J	4100 H14P			11.3~14.1				¥ 282,000	
13-874-176J	4100 H21P			18~22.5				¥ 305,000	

●加温恒温槽(アクリル製バス)

Part No.	モデル名	使用温度範囲℃	温調精度℃	槽容量L	循環ポンプ (強弱2段切替)	ヒーター能力	電源	価格	備考
13-874-177J	4100 H6A	室温+10~80	±0.05	5.5~7.0	17L(分)/310mBar 吐出のみ	1KW	100V、 50/60Hz	¥ 253,000	
13-874-178J	4100 H12A			10.1~12.8				¥ 274,000	
13-874-179J	4100 H19A			15.6~19.9				¥ 294,000	

●加温・冷却恒温槽

Part No.	モデル名	使用温度範囲℃	温調精度℃	槽容量L	循環ポンプ (強弱2段切替)	ヒーター/冷却能力	電源	価格	備考
13-874-180J	4100 R20	-20~+100	±0.05	5.4~6.5	17L(分)/310mBar 吐出のみ	1KW/250W at 20℃	100V、 50/60Hz	¥ 419,000	
13-874-674J	6200 R20	-20~+100	±0.025		21L(分)/750mBar 吐出・吸引	1.2KW/250W at 20℃		¥ 573,000	
13-874-182J	4100 R28	-28~+100	±0.05	6.8~8.6	17L(分)/310mBar 吐出のみ	1KW/500W at 20℃		¥ 461,000	
13-874-126J	5150 R28	-28~+150	±0.05					¥ 489,000	
13-874-676J	6200 R28	-28~+200	±0.025		21L(分)/750mBar 吐出・吸引	1.2KW/500W at 20℃	¥ 706,000		
13-874-183J	4100 R35	-35~+100	±0.05		17L(分)/310mBar 吐出のみ	1KW/800W at 20℃	1.2KW/800W at 20℃	¥ 607,000	
13-874-127J	5150 R35	-35~+150	±0.05	¥ 661,000					
13-874-677J	6200 R35	-35~+200	±0.025	21L(分)/750mBar 吐出・吸引				1.2KW/800W at 20℃	¥ 739,000

●ラボ用小型テラー(外部循環専用)

Part No.	モデル名	使用温度範囲℃	温調精度℃	槽容量L	循環ポンプ (強弱2段切替)	ヒーター/冷却能力	電源	価格	備考
13-874-643J	250LCU	-10~+80	±0.1	2.8	15L(分)/300mBar 吐出のみ	1KW/250W at 20℃	100V、 50/60Hz	¥ 516,000	
13-874-647J	500LCU					1KW/500W at 20℃		¥ 572,000	
13-874-644J	250LCSU				21L(分)/805mBar 吐出・吸引	1KW/250W at 20℃		¥ 520,000	
13-874-648J	500LCSU					1KW/500W at 20℃		¥ 624,000	

●Isotemp用アクセサリ

Part No.	品名	価格	備考
13-265-232	外部温度計測 PT100リモートセンサー (6200コントローラー専用)	¥ 73,500	
3330292	断熱ステンレスホース 50cm M16	¥ 59,000	
3330293	断熱ステンレスホース 100cm M16	¥ 77,000	
3330294	断熱ステンレスホース 150cm M16	¥ 97,000	
422000000004	Nescom Software 4.0 (6200コントローラー専用)	¥ 60,000	
13-873-881	RS232 接続用通信アダプター (6200コントローラー専用)	¥ 68,000	
13-265-155	エチレングリコール (-30℃) 5ガロン	¥ 55,700	
13-265-202	Sil 100 シリコンオイル (-75℃~+75℃) 5L	¥ 116,000	
13-265-203	Sil 100 シリコンオイル (-75℃~+75℃) 10L	¥ 234,000	
13-265-204	Sil 180 シリコンオイル (-40℃~+200℃) 5L	¥ 66,900	
13-265-207	Sil 180 シリコンオイル (-40℃~+200℃) 10L	¥ 128,000	
13-265-205	Sil 300 シリコンオイル (-80℃~+300℃) 5L	¥ 251,000	
13-265-206	Sil 300 シリコンオイル (-80℃~+300℃) 10L	¥ 346,000	
13-265-154	Sil 200 シリコンオイル (-20℃~+200℃) 5ガロン	¥ 251,000	

※本価格表記載の仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 ※表示価格は全て税抜きとなっております。



NIKKO HANSEN & CO.,LTD.

ニッコー・ハンセン株式会社

ハンセン 営業部 〒530-0043 大阪市北区天満4-15-5
 TEL (06) 4801-7751 FAX (06) 6358-5580
 本 社 〒554-0024 大阪市此花区島屋4-1-131