

ホットプレート／スターラー カタログ



**製品の組み合わせで
ホットスターラー／ウォーターバス
としてご使用いただけます！**

ニッコー・ハンセン株式会社

NIKKO HANSEN & CO., LTD.

NanoHeat®技術を搭載したホットプレート



AMEのホットプレートは新しい加熱技術NanoHeat®により高性能と省エネを実現した世界クラスのテクノロジーです。他の装置への電磁波干渉も全くありませんので、医療現場でもご使用いただけます。プレートは使用する器具の材質に制限がなく、金属・ガラス・セラミック器具にも適用可能な画期的な技術です。NanoHeat®は数々の賞を獲得しており、香港では70以上の教育機関で使用されています。

主な特長

- ・約1分で300°Cまで到達する高性能、高効率な加熱。
- ・操作モードはプレートの加温(150°C, 250°C, 350°C)と保温(30~90°Cでコントロール可能)のシンプル操作。
- ・外部温度センサーの使用で、保温モードで±1°Cの高性能な温度制御、1°C単位での設定が可能。
- ・外部温度センサーの使用で、0.5°C単位の表示が可能。
- ・0~180分まで設定できるタイマー機能付き。
- ・ロック機能を使用すると、間違ったキーを押しても問題ありません。
- ・プレート表面が、ガラスセラミック製でお手入れが簡単です。
- ・スリム、軽量で持ち運びが簡単な形状です。

商品名	ホットプレート
型番	HTL-901EX
最高温度	最大350°C
設定可能温度	150°C、250°C、350°C、30~90°Cの範囲は1°C単位(外部温度センサー使用時)
操作モード	加熱モード3段階、保温モード、タイマーモード、ロックモード
プレートサイズ	160(W) x 150(D) mm
プレート材質	ガラスセラミック
本体寸法	200(W) x 230(D) x 30(H) mm
本体重量	1.15 kg
本体材質	アルミニウムダイキャスト
電源	100-120V 50/60Hz
定価	¥39,000
付属品	ホットプレート本体、外部温度センサー、電源ケーブル、取扱説明書

シンプル操作のマグネチックスターラー



商品名	マグネチックスターラー
型番	HMS-901
速度	0~1,250rpm
速度調節	アナログノブ
駆動方式	NDサーボモーター
プレートサイズ	150 x 136 mm
プレート材質	プラスチック(高温耐性)
本体寸法	200(W) x 268(D) x 85(H) mm
本体重量	3.2 kg
本体材質	アルミニウムダイキャスト
電源	100-120V 50/60Hz
定価	¥21,000
付属品	マグネチックスターラー本体、電源ケーブル、取扱説明書

ウォーターバスキット



商品名	ウォーターバスキット
型番	WBK-111
使用温度範囲	30~90°C
本体寸法	163(W) x 176(D) x 120(H) mm
重量	450g
定価	¥9,800
付属品	試験管ラック、外部センサーホルダー

カップウォーマー



商品名	カップウォーマー
型番	HPC-120
設定温度	High(120°C) / Low(80°C) 2段切り替え
保温温度	45°C以上
本体寸法	φ100 x 22(H) mm
重量	306g
電源	100-120V 50/60Hz
定価	¥7,000

製品カスタマイズ使用例

セット価格 ¥60,000-



ホットプレート(HTL-901EX)とスターラー(HMS-901)の組み合わせで**ホットスターラー**になります


セット価格 ¥48,800-



ホットプレート(HTL-901EX)とウォーターバスケット(WBK-111)の組み合わせで**ウォーターバス**になります

カタログ上の注意 ■製品の仕様、外観等は改善等のため予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
■製品の価格は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
■表示価格は全て税抜となっております。

取扱代理店



輸入・販売元

ニッコー・ハンセン株式会社
ハンセン事業部
Nikko Hansen & Co., Ltd.
〒530-0043 大阪府大阪市北区天満4-15-5
TEL: 06-4801-7751(代表)
FAX: 06-6358-5580
<http://www.nikko-hansen.jp>