

クリーンバッグ/バイオハザードオートクレーブバッグ



クリーンバッグ

医療、ラボ用多目的ポリエチレン(PE)製バッグ(粘着テープ付き)。

- バッグ上部に粘着テープ付き。壁、作業台、ベッド等の平らな面に取り付けて使用可能。
- 取り外しても跡が残りません。

カタログNo	寸法(W × H mm)	容量(L)	入数(/パック)
7000250	200 × 300	1.5	1000
7000260	300 × 300	6.5	1000
7000270	300 × 450	8	1000

滅菌インジケーター



バイオハザードオートクレーブバッグ(赤) - 警告表示と滅菌インジケーター付

高強度のポリエチレン(PE)製。

赤色で識別しやすいオートクレーブバッグ。使用済み実験器具の滅菌、廃棄用。

- オートクレーブすると暗く変色する白いインジケーター付。
- バイオハザードマークと、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語での安全表示付。
- 121°Cでのオートクレーブ可能。オートクレーブ時には密封しないでください。
- 実用的な脚底部ゴム付のベンチトップスタンド(樹脂コーティング)。

カタログNo	寸法(W × H mm)	厚み(μm)	容量(L)	入数(/パック)
7002110	210 × 290	20	1.5	1000
7001410	ベンチトップスタンド + バイオハザードオートクレーブバッグ(赤)100枚 / セット			1



バイオハザードオートクレーブバッグ - 警告表示と滅菌インジケーター付

高強度のポリプロピレン(PP)製のオートクレーブ可能なディスポーザブルバッグ。使用済み実験器具の滅菌、廃棄用。

- オートクレーブすると暗く変色する白い長方形のインジケーター付。
- バイオハザードマークと、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語での安全表示付。
- 134°Cでのオートクレーブ可能。オートクレーブ時には密封しないでください。

カタログNo	寸法(W × H mm)	厚み(μm)	容量(L)	入数(/パック)
7002100	300 × 500	50	8	500
7002150	400 × 780	50	38	500
7002200	600 × 800	50	60	500
7002300	700 × 1100	50	110	350



ディスポーサブルバッグ

標準ディスポーサブルバッグ

高強度のポリプロピレン (PP) 製のディスポーサブルバッグ。
使用済み実験器具の滅菌、廃棄用。



- 134°Cでのオートクレーブ可能。オートクレーブ時には密封しないでください。
- 200 x 300 mmサイズのみ対応：脚底部ゴム付のベンチトップスタンド（樹脂コーティング）。

カタログNo	寸法 (W × H mm)	厚み (μm)	容量 (L)	入数 (/パック)
7001000	200 × 300	50	2.5	100
7001100	300 × 500	50	8	500
7001150	400 × 780	50	38	500
7001200	600 × 800	50	60	500
7001210	600 × 800	50	60	100
7001212	600 × 800	100	60	125
7001300	700 × 1100	50	110	350
7001310	700 × 1100	50	110	75
7001311	700 × 1100	100	110	75
7001400	ディスポバッグ (200 × 300) 用ベンチトップスタンド			1
7001401	ベンチトップスタンド + 標準ディスポーサブルバッグ (200 × 300) 100枚 / セット			1

透明ディスポーサブルバッグ

透明で中の見える高強度のポリプロピレン (PP) 製のディスポーサブルバッグ。
使用済み実験器具の滅菌、廃棄用。



- 121°Cでのオートクレーブ可能。オートクレーブ時には密封しないでください。
- 200 x 300 mmサイズのみ対応：脚底部ゴム付のベンチトップスタンド（樹脂コーティング）。

カタログNo	寸法 (W × H mm)	厚み (μm)	容量 (L)	入数 (/パック)
7001005	200 × 300	50	2.5	100
7001105	300 × 500	50	8	500
7001155	400 × 780	50	38	500
7001205	600 × 800	50	60	500
7001305	700 × 1100	50	110	350
7001400	ディスポバッグ (200 × 300) 用ベンチトップスタンド			1
7001405	ベンチトップスタンド + 透明ディスポーサブルバッグ (200 × 300) 100枚 / セット			1

カタログ上の注意 ■製品の仕様、外観等は改善等のため予告なく変更されることが御座います。予めご了承ください。

販売店



輸入元

ニッコー・ハンセン株式会社
ハンセン事業部
Nikko Hansen & Co., Ltd.
〒530-0043 大阪府大阪市北区天満4-15-5
TEL: 06-4801-7751 (代表)
FAX: 06-6358-5580
<http://www.nikko-hansen.jp>