

2018年8月吉日

お取引先各位

ニッコー・ハンセン株式会社
ハンセン営業部
〒530-0043 大阪市北区天満 4-15-5
電話 06-4801-7751

hanil science industrial 社微量高速遠心機仕様変更のお知らせ

拝啓 季夏の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、hanil science industrial 社より微量高速遠心機の仕様変更の案内がありましたので詳細をご連絡申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。


敬具

記

1. 対象製品

Smart 13 小型微量高速遠心機

2. 変更内容



[1] 回転数調整ノブの目盛 5 を削除し 6 を追加

[2] スタートボタン、ストップボタンを一つのボタンに統合

[3] 6K RUN ボタンを追加

3. 変更理由

調整ノブの 6,000rpm の位置を明確にし、6K RUN ボタンにて 8 連 PCR チューブ用ローター（型番 A0.2-32）使用時の 6,000rpm での運転を容易にするため

4. 変更時期

変更前製品の弊社在庫が無くなり次第

以上