

**Acura<sup>®</sup> capillar**  
overcoming even tricky liquids

**キャピラリーピペット 846**

*new*

positive displacement  
micropipettes



スイス SOCOREX 社が機能性とフォルムにこだわってリニューアルしたキャピラリーピペット

専用ガラス製キャピラリー、先端 ETFE コーティングプランジャーを採用、高い耐薬品性、高粘度の溶液や、揮発性の高い溶液も、高精度に分注

#### 特長

- ・ スリム形状、手にフィットするフォルム
- ・ スムースな操作性
- ・ 専用ガラスキャピラリーによる高精度な分注
- ・ 高い耐薬品性
- ・ キャピラリー、プランジャー交換が非常に容易

**ニッコー・ハンセン株式会社**  
ハンセン事業部

**SOCOREX**  
SWISS

# Acura<sup>®</sup> capillar positive displacement micropipettes

## キャピラリーピペット 846



- 手にフィットするフォルム
- スムーズな操作性



- 全サイズ、5段階で分注容量設定
- 分注容量の変更は非常に容易で、高精度



- カラーコードによって本体、ガラスキャピラリー、プランジャーを識別



- 耐薬品性を高めるETFEコーティング  
※846.005の先端はステンレス



**846**

1 - 5 µL  
5 - 25 µL  
10 - 50 µL  
60 - 100 µ  
100 - 200

### 性能表

分注容量 (µL)	精度 (E%)			再現性 (CV%)			型番
	最小容量	中間容量	最大容量	最小容量	中間容量	最大容量	
1-2-3-4-5	<±3.0	<±2.3	<±2.0	<2.5	<2.0	<1.2	846.005
5-10-15-20-25	<±1.5	<±1.2	<±0.8	<1.0	<0.9	<0.6	846.025
10-20-30-40-50	<±1.2	<±1.0	<±0.7	<0.8	<0.7	<0.4	846.050
60-75-80-90-100	<±0.7	<±0.7	<±0.7	<0.6	<0.5	<0.3	846.100
100-120-150-175-200	<±0.7	<±0.7	<±0.7	<0.3	<0.3	<0.3	846.200

性能値は、EN ISO8655に基づき、20°C~25°Cの間の一定温度(±0.5°C)の条件で、滑らかに安定したペースの分注によって求められた値です。

### アクセサリ

カラーコード	入数	適合機種	型番
交換用ガラスキャピラリー			
白	200本	846.005	341.005
白×2		846.025	341.025
緑		846.050	341.050
青		846.100	341.100
赤	100本	846.200	341.200
仕様		入数	型番
3本掛けピペットスタンド		1台	320.340

カラーコード	入数	適合機種	型番
交換用プランジャー			
スチール	5本	846.005	342.005
白		846.025	342.025
緑		846.050	342.050
青		846.100	342.100
赤		846.200	342.200

取扱代理店

NIKKO HANSEN & CO., LTD.

ニッコー・ハンセン株式会社

ハンセン事業部(営業部) 〒530-0043 大阪市北区天満 4-15-5  
TEL (06)4801-7751 FAX (06)6358-5580  
本 社 〒554-0024 大阪市此花区島屋 4-1-131  
TEL (06)6460-1960 FAX (06)6460-1961